

Zo werken we

U krijgt een beenprothese

Wij informeren u graag over wat u te wachten staat als u bij ons komt voor het aanmeten van een beenprothese. In deze flyer leest u alles over het aanmeetproces. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw instrumentmaker of bel ons: 030 258 1811. Meer informatie over beenprothesen vindt u ook op onze website: www.dehoogstraatorthopedietechnik.nl.



Aanmeten en gipsen

Een prothese moet heel precies om uw been passen. Daarom worden tijdens uw eerste bezoek de maten van uw been opgenomen. Er zijn verschillende manieren waarop we dit kunnen doen. Het kan zijn dat onze orthopedisch instrumentmaker handmatig enkele maten bij u opmeet en vervolgens een gipsafdruk maakt. Wij hebben hiervoor een speciale gipsruimte ingericht.



Scannen

De nieuwste methode van aanmeten die we gebruiken is een digitale methode: scannen met behulp van een 3D-scan-apparaat. Hiervoor hebben we een speciale ruimte ingericht. Tijdens het scannen kunt u meekijken op een flatscreen tv. Het scannen is ongevaarlijk en pijnloos. Aan de hand van dit scanmodel wordt dan een prothese gemaakt.



Maken

Als de instrumentmaker gegipt of gescand heeft, moet het gipsmodel nog handmatig bewerkt worden voordat er een prothesekoker gemaakt kan worden. Daarna zal de instrumentmaker de prothese opbouwen. De verschillende onderdelen worden hierbij onder de koker geplaatst.

Informatie

De Hoogstraat Orthopedietechnik
Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht
030 258 1811
oth@dehoogstraat.nl
www.dehoogstraatorthopedietechnik.nl



Passen

Na het aanmeten duurt het ongeveer een week voordat de prothese pasklaar is. U komt dan bij ons terug om de pasvorm van de koker te testen. Het kan zijn dat u eerst een proefkoker krijgt om te testen. Deze proefkoker is doorzichtig zodat wij goed kunnen zien of de pasvorm optimaal is. De prothese is op dit moment nog niet afgewerkt, dus ziet er wat vreemd uit. Dit is tijdelijk. Tijdens het passen kijkt onze instrumentmaker of de pasvorm, de lengte en de stand van de prothese goed zijn en er kunnen nog aanpassingen worden gedaan.



Testen

Na het passen krijgt u de prothese mee naar huis om te testen. Hoe voelt de prothese bij het lopen en zitten? Lukt het om er binnen of buiten mee te lopen en voelt u nog ergens pijn of druk? Het is belangrijk om de tijd dat u de prothese en/of de liner draagt langzaam op te bouwen. Uw instrumentmaker zal u dit ook vertellen. Er kan in overleg met uw fysiotherapeut of onze bewegingsanalist een opbouw-schema worden opgesteld. Pas als u tevreden bent over de pasvorm en uitlijning zal de koker definitief gemaakt en afgewerkt worden.



Afwerken

U kunt bij ons kiezen uit verschillende soorten afwerkingen. Wij gaan er altijd vanuit dat u de prothese niet lang kunt missen en zullen uw prothese daarom zo snel mogelijk afwerken. Overleg altijd even met uw orthopedisch instrumentmaker wat u het beste uitkomt! Als u een prothese draagt kan er altijd wat sneller slijtage aan uw kleding optreden. Houdt u hier rekening mee, dit voorkomt problemen. Heeft u hier vragen over, overleg dan even met uw instrumentmaker.